

# MANUAL DE INSTRUÇÕES



COMPLETE BATH

RM-MB0719

---

## Índice

1.	CUIDADOS.....	3
2.	LIMPEZA.....	4
3.	MODO DE USAR.....	4
6.	DETALHES DO PRODUTO.....	4
7.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .....	5
10.	TERMOS DE GARANTIA .....	6

### **Apresentação:**

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produto que vão desde portáteis a massageadores para aéreas específicas, até poltronas capazes de massagear o corpo da cabeça aos pés.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

**Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.**

### **1. CUIDADOS**

A manutenção e os cuidados adequados do COMPLETE BATH podem aumentar efetivamente sua vida útil.

- Retire as pilhas do aparelho após o uso.
- Mantenha fora do alcance das crianças.

#### **IMPORTANTE:**

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.
- Não utilize o aparelho em crianças de colo, pessoas adormecidas, inconscientes, em casos de infarto, sonolência, incapacitadas por doença grave ou problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.
- Não use na pele inchada, inflamada, machucada, com erupções cutâneas ou em partes sensíveis do seu corpo (olhos, rosto e ferimentos).
- Somente para uso adulto.
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo devem consultar um médico antes de usar o produto:
  - Com marca-passo
  - Flebite
  - Trombose
  - Doenças cardíacas
  - ou desconforto.
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.
- O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.

## 2. LIMPEZA

Utilize um pano/tecido úmido após o uso.

Este produto é à prova d'água.

## 3. MODO DE USAR


### A) Antes do Uso

1. Antes de ligar o produto, certifique-se de que o produto esteja na posição "OFF" (desliga).
2. Selecione o acessório desejado para a massagem.

### B) Sugestão de Uso

1. Deslize delicadamente sobre a pele.

## 6. DETALHES DO PRODUTO



## 7 . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acompanha 5 acessórios com diferentes funções:

- Acessório 1 Massagem: alívio e relaxamento
- Acessório 2 Limpeza: Remove a sujeira. Aplica sabonetes e cremes
- Acessório 3 Esfoliação suave: proporciona um banho “borbulhante e confortável”.
- Acessório 4 Massageador Escova: massagem relaxante e limpeza profunda
- Acessório 5 Esponja: limpeza e esfoliação suave



Massagem



Limpeza



Esfoliação suave



Massageador escova



Esponja

---

## 10. TERMOS DE GARANTIA

Este produto tem garantia de 1 ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

A GARANTIA SOMENTE É VALÍDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

[www.relaxmedic.com.br](http://www.relaxmedic.com.br)

[contato@relaxmedic.com.br](mailto:contato@relaxmedic.com.br)

Tel.: (11) 3393-3688